

次亜塩素酸水対応型 超音波スケーラー

# jia スケーラー

SCALING

PERIO

ENDODONTICS

3種類のモード切替が可能



製品名: **jiaスケーラー**

型式: **U-600**

電源: AC100V

定格電流: 340mA

周波数: 50/60Hz

消費電力: 1000W

サイズ: 278.5×157.5×137(mm)

重量: 1.4KG

医療機器認証番号:

301AHBZX00007000

## ポイント①

次亜塩素酸水を  
使用しても  
チューブが溶けにくい!  
日本製のフッ素チューブを採用



## ポイント②

口腔内を明るく照らす  
LED ライト付き  
ハンドピース標準搭載



# セット内容


### 1 jiaスケーラー用 ハンドピース×1本



グリップ感の良い  
LED付きハンドピース

### 2 jiaスケーラーチップ EMS対応×9本

タイプ	スケーリング	スケーリング	ペリオ	ペリオ	ペリオ
適用部位	歯肉周辺及び 歯間部	臼歯部及び 歯間部	歯肉縁上	歯肉ポケット内	臼歯部隣接面
画像					
型番	G4	G12	P1	P3	P8
タイプ	エンド	エンド	エンド	エンド	
適用部位	洗浄用	洗浄用	異物除去/ Φ0.5mm径	異物除去/ Φ0.3mm径	
画像					
型番	E1	E2	E60	E62	



### 3 水タンク

水タンクは大容量の約560ml。  
洗口液を使用したスケーリングも可能です。

### 4 フットスイッチ

### 5 トルクレンチ

### 6 キャップレンチ

### 7 Oリング

### 8 LEDライト

### 9 注水用チューブ

### 10 ACアダプタ

- 付属のLED付ハンドピースにはEMSタイプのチップを取り付けることが可能です。
  - ジェネラルモード(スケーリング)、ペリオモード、エンドモードの3モードを搭載。
  - 超音波スケーラーチップは、jiaスケーラーチップまたはEMSに互換対応しているチップをご使用ください。
- ※jiaスケーラー用ハンドピース及びスケーラーチップにはフッ素加工されておりませんので、薬液を使用した際は必ず洗浄を行ってください。また、サビや腐食など見られた場合には随時交換してください。

# 仕様

電源 AC100V 50/60Hz

内部定格電圧 24V

重量(本体) 1.4kg

サイズ(本体) W278.5mm×H157.5mm×H137mm

オートクレーブ ハンドピース、チップ、トルクレンチは134℃のオートクレーブができます。

製造販売元  
**TEAM FORTUNE**  
株式会社チームフォーチュン  
TOKYO  
東京都杉並区高円寺北2-20-7 三貴丸ビル4階  
TEL03-5327-4100 FAX03-5327-4081  
E-MAIL▶info2@becc.co.jp

販売代理店